

Product Information

Greiner Bio-One scheda tecnica

VACUETTE® provette per ematologia

INFORMAZIONI GENERALI

Applicazione

Le provette VACUETTE® con EDTA sono adatte per l'analisi con sangue intero per ematologia e immunoematologia.

Materiali

Le provette VACUETTE® per ematologia e immunoematologia sono in PET (polietilene tereftalato). Il tappo in plastica è in PE (polietilene) colorato con pigmenti purificati in accordo con la normativa EN 71/3. La parte in gomma del tappo è composta da bromo butil caucciù. L'anello di stabilizzazione è composto da PP. Tutte le componenti sono prive di lattice (Latex free).

Produttore

Greiner Bio-One GmbH, Bad Haller Stasse, 32 Kremsmuenster (Austria)
Certificato secondo EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 cert n° SX 60 117427 0001 rilasciato da TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Sterilità

Internamente sterili: Sal 10^{-6} (Sal= sterilità assurance level)
Standards: EN ISO 11137-2:2013, EN 556:2001/AC:2006

Conformità

ISO 6710 „Single-use containers for venous blood specimen collection“
EN 14820 „Single-use containers for human venous blood specimen collection“
GP41-A6 „Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 6th Edition“; Approved Standard

CE mark

IVDD 98/79/EC del Parlamento Europeo e consiglio del 27 ottobre 1998 su in vitro diagnostic medical device;
classificazione: Altri dispositivi (tutti i dispositivi eccetto Annex II e dispositivi di auto diagnosi)

Additivo

EDTA K3 spray 1,2-2mg/ml di sangue*
EDTA K2 spray 1,2-2mg/ml di sangue
EDTA K3*/Aprotinina 50 KIU/ml sangue

Confezionamento

Le provette sono confezionate in vassoi da 50 pz avvolti in fogli di polietilene.
24 vassoi compongono un cartone per un totale di 1200 pz per cartone.

Scadenza

16 mesi eccetto provette da 1 ml che hanno scadenza 12 mesi.

Conservazione

Conservare da +4 °C a + 25 °C
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
Evitare lo stoccaggio vicino a fonti di calore

Product Information

VACUETTE® provette per ematologia



Etichettatura	Provetta	Vassoio	Cartone
Logo	x	x	x
Codice	x	x	x
Lotto	x	x	x
Scadenza	x	x	x
Volume	x	x	x
Linea riempimento	x		
Dimensione		x	
CE	x	x	x
Sterile R	x	x	x
Marchio monouso	x	x	x
Indicatore sterilità			x
Additivo	x	x	x
Tappo			x
Info stoccaggio		x	x
Info confezionamento		x	x
Info barcode		x	x

EDTA Aprotinina , PREMIUM

Codice	Volume	Tappo	Anello	Dimensioni
454261	4 ml	rosa	nero	13x75mm

EDTA K3 con tappo di sicurezza a pressione

Codice	Volume	Tappo	Anello	Dimensioni
454222	2 ml	lilla	bianco	13x75mm
454217	3 ml	lilla	nero	13x75mm
454015	3 ml	lilla	rosso	13x75mm
454025	3 ml	arancio	nero	13x75mm
454515*	3 ml	lila	rosso	13x75mm
454022	3 ml	rosso	nero	13x75mm
454021	4 ml	lilla	nero	13x75mm
454223	4,5 ml	lilla	nero	13x75mm
456038	6 ml	lilla	nero	13x100mm
456053*	6 ml	lilla	nero	13x100mm
455036	9 ml	lavanda	nero	16x100mm

* etichetta trasparente

Product Information

VACUETTE® provette per ematologia

EDTA K3, PREMIUM

Codice	Volume	Tappo	Anello	Dimensioni
454034	1 ml	lilla	bianco	13x75mm
454087	2 ml	lilla	bianco	13x75mm
474087*	2 ml	lilla	bianco	13x75mm
454245	2 ml	nero	nero	13x75mm
454086	3 ml	lilla	nero	13x75mm
474086*	3 ml	lilla	nero	13x75mm
454232	3 ml	lilla	bianco	13x75mm
474232*	3 ml	lilla	bianco	13x75mm
454315	3 ml	nero	nero	13x75mm
454401	3 ml	lilla	rosso	13x75mm
454003	4 ml	lilla	rosso	13x75mm
454036	4 ml	lilla	nero	13x75mm
474036*	4 ml	lilla	nero	13x75mm
454099	4 ml	rosa	nero	13x75mm
454039	4,5 ml	lilla	nero	13x75mm
456036	6 ml	lilla	nero	13x100mm
456039	6 ml	giallo	nero	13x100mm
456099	6 ml	rosa	nero	13x100mm
456244	6 ml	rosso	nero	13x100mm
456255	6 ml	giallo	nero	13x100mm

EDTA K2 con tappo di sicurezza a pressione

Codice	Volume	Tappo	Anello	Dimensioni
454246	3 ml	lilla	nero	13x75mm
454409*	2 ml	lilla	bianco	13x75mm
454411*	3 ml	lilla	nero	13x75mm
454393	4 ml	lilla	nero	13x75mm
456043	6 ml	lilla	nero	13x100mm
456279	6 ml	rosa	rosa	13x100mm
456280*	6 ml	rosa	rosa	13x100mm
455045	9 ml	lavanda	nero	16x100mm

EDTA K2, PREMIUM

Codice	Volume	Tappo	Anello	Dimensioni
454024	2 ml	lilla	bianco	13x75mm
454020	3 ml	lilla	nero	13x75mm
454023	4 ml	lilla	nero	13x75mm
454210	4 ml	lilla	bianco	13x75mm
454032	4 ml	lilla	giallo	13x75mm
456023	6 ml	lilla	nero	13x100mm
456244	6 ml	rosso	nero	13x100mm

* etichetta trasparente